



AT-922

RIUNITO A DUE STRUMENTI
MODELLO SMART PLUS





ELLEGI MEDICAL OPTICS

AT-922

RIUNITO A DUE STRUMENTI MODELLO SMART PLUS



SPECIFICHE TECNICHE

Dimensioni

Altezza Colonna	181 cm
Altezza Piano	88 - 98 cm
Altezza Poltrona	53 - 73 cm
Profondità Totale	150 cm
Larghezza Totale	108 - 146 cm
Dimensioni piano	44 cm - 90 cm

Alimentazione

230V AC
50 - 60Hz 150W
Potenza lampadina: 5W

CARATTERISTICHE

- Piano traslabile
- Elevazione/reclinazione elettrica della poltrona
- Elevazione elettrica del tavolo
- Rotazione della poltrona
- Colonna in alluminio con luce LED, supporto per proiettore, attacco per supporto per oftalmoscopio / retinoscopio e per braccio per forottero
- Design innovativo ed ergonomico
- Cassetto accessori facilmente accessibile
- Pannello di controllo digitale

OPTIONAL

- Braccio per forottero cod. B-1001
- Supporto per oftalmoscopio / retinoscopio cod. OR-1001

Colori disponibili



ELLEGI MEDICAL OPTICS S.R.L.

Via Pisciarelli, 79 - c/o Complesso Altamira - tel.: +39 081 549 96 45 - fax: +39 081 549 80 44
info@ellegimedical.it - www.ellegimedical.it

P.IVA e Reg. Imp. Napoli 05354730631 - REA NA 438621 - Cod. Mecc. NA 044696
Capitale Sociale: 26.000,00 euro int. vers. - IBAN: IT84 D030 3203 4000 1000 0012 529