

ECO PLUS

Riunito Oftalmico




Possibilità di aggiungere molti optional e di richiedere la predisposizione con poltrona a sinistra.

- Accessoriato con poltrona COMFORT a sollevamento elettrico (inclinazione e rotazione optional)
- Tavolo traslabile a 2 strumenti con regolazione elettrica optional
- Alimentazione per Autoref/Ker e Lampade a Fessura e regolazione illuminazione integrati nel pianale.
- Facile connessione per qualunque tipo di lampada a fessura: Alogena/LED
- Pannello di controllo di facile accesso
- Cassetto per accessori di facile accesso con alloggio pre-formato per lenti di prova
- Asta con lampada LED pieghevole e mensola per proiettore
- Ampia scelta di differenti colorazioni per i rivestimenti ed i dettagli
- Posizionamento standard con poltrona a destra, opzionale a sinistra da richiedere in fase di ordinativo
- Scocche in colorazione RAL7024, decorazioni in RAL1034
- Tavolo in colorazione RAL7024
- Base d'acciaio in colorazione RAL9006
- Dichiarazione di Conformità EU



PA-1000*



PA-3000*



Pannello di controllo



Uscite ausiliarie***



Cassetta lenti*



ECO PLUS con poltrona COMFORT




setup a sinistra*



Poltrona reclinabile**



Poltrona Premium*



Poltrona girevole**



Colonnina per console*

* - optional

** - Poltrona optional

*** - Uscite (USB 2.0, RS-232) - optional

OPTIONAL EXTRA

- Reclinazione poltrona COMFORT 33° ($\pm 1,5$)
- Rotazione esterna poltrona COMFORT 85° (± 3)
- PA-1000 braccio forottero a sollevamento manuale
- PA-3000 braccio per forottero con movimento a slitta, con pulsanti di controllo per poltrone elettriche
- Tavolo a sollevamento elettrico, dotato di sistema di sicurezza
- Differenti colorazioni per la struttura del riunito
- Predisposizione poltrona a sinistra (da predisporre in fabbrica)
- Uscite per trasferimento dati (USB 2.0, RS-232)
- Colonnina per console forottero
- Alloggiamento per Oftalmoscopio/Retinoscopio

Dimensioni	Poltrona COMFORT	Poltrona PREMIUM
Larghezza	1 051 - 1 357mm	1 037 - 1 357 mm
Profondità (poltrona reglinata, pianale aperto)	1 414 - 1 522mm (1 885mm)	1 373-1 481mm (2 246mm)
Altezza	1 817mm	
Range sollevamento poltrona	493 – 693mm	507 – 707mm
Dimensioni Tavolo	880 x 450mm	
Altezza Tavolo (fisso)	878mm	
Range Altezza Tavolo (sollevamento elettrico)	878 - 978mm	

Specifiche Tecniche

Alimentazione*	~100 - 240V AC, 50/60Hz
Potenza	280VA
Potenza Lampada LED	9W
Cavo alimentazione	3m con presa UniSchuko
Carico max del tavolo	50kg
Carico max poltrona	150kg
Massima Potenza dei dispositivi connessi a 2x C-13	450VA
Voltaggio di alimentazione delle uscite sul Tavolo (SL/AUX1)	1.5 - 24V DC
Corrente fornita per Lampada a Fessura	0 - 100mA (LED) or 0 - 250mA (bulb)
Confezionamento	1 pallet, 120x80x160cm, ca. 256kg (gross)

* - L'alimentatore può supportare sia fonti di potenza 100VAC che 240VAC. Rilevamento del valore di tensione integrato.



ELLEGI MEDICAL OPTICS srl
via Pisciarelli, 79
Pozzuoli (NA) 80078
t. +39 081 549 96 45
f. +39 081549 80 44
www.ellegimedical.it
info@ellegimedical.it

P.IVA & Reg. Imp. Napoli 05354730631
Cod. Univoco MZO2A0U
Capitale Sociale: 100.000 euro
IBAN: IT84 D030 3203 4000 1000 0012 529

