

SK-2000AP



**BIOMETRO ECOGRAFO E PACHIMETRO
A-SCAN/B-SCAN/PACHIMETRIA
SK-2000 AP /SK-3000A**

A-Scan accurato con sonda da 10 Mhz
Modalità di misurazione multiple
Capacità di esportazione di 10 esami alla volta

Pachimetria accurata con sonda ad alta
frequenza da 20 Mhz
Monitor touch screen da 6,5" a colori
Stampante termica integrata

CARATTERISTICHE TECNICHE

A-SCAN E PACHIMETRIA

A-SCAN

Frequenza: 10 Mhz
Precisione: <0,05 mm
Calcolo delle IOL: SRK-II, SRK-T, Binkhorst, Hoffer Q, Holladay, Haigis
Modalità occhio: fachico, cataratta densa, afachico, PMMA, silicone, acrilico
3 Modalità personalizzate
Modalità di calibrazione: automatica e manuale
Metodo di misurazione: immersione e contatto

PACHIMETRIA

Sonda con frequenza 20 Mhz
Precisione: <0,005mm
Profondità: 0,15mm-1,5mm

ALTRI PARAMETRI:

Gain: 0-99 dB
Touch screen a colori da 6,5"
Risoluzione dello schermo: <0,1mm
Archiviazione: fino a 200 esami
Stampante termica veloce

CLASSE DI APPARTENENZA: CLASSE I

NORMATIVA UE: 93/42/EEC

CND: Q0299

RDM: 2465399/R



ChongQing SunKingdom Medical Instrument Co., Ltd.

URL: en.cqsunkingdom.com

E-mail: sales@cqsunkingdom.com Tel: +86 23 68643990

Add: Room 12, Floor 10, Block A of China Resource Center.

Jiulongpo District, Chongqing 400050, China.