

SK-3000A



BIOMETRO ECOGRAFO E PACHIMETRO A-SCAN/B-SCAN/PACHIMETRIA SK-2000AP /SK-3000A

Tecnologia unica a guida magnetica , assenza di rumore e vibrazioni ridotte.
Segnale ad ultrasuoni di altissima precisione.
Capacità di acquisire 106 immagini ecografiche.
Ampio Database

Esclusiva tecnologia a circuito chiuso della sonda B-Scan con
sincronizzazione in tempo reale di immagini dinamiche.
Alta velocità di trasmissione dei dati

CARATTERISTICHE TECNICHE

A-SCAN B-SCAN E PACHIMETRIA

B-SCAN

Sonda con frequenza 10 Mhz
Modalità di scansione: azionamento magnetico a circuito chiuso
256 livelli di grigio
Profondità: 40 mm, 60 mm
Angolo di rilevamento: 53°
Freezing immagini: 50 immagini
Interruttore a pedale: blocca, rilascia e salva
Risoluzione: assiale: < 0,2 mm; laterale: < 0,4 mm
Modalità di visualizzazione: B, B+A

PACHIMETRIA

Sonda con frequenza 20 Mhz
Precisione: < 0,005 mm
Profondità: 0,15 mm - 1,5 mm
ALTRI PARAMETRI:
Computer:
Sistema integrato, screen da 12,1" Elaborazione delle immagini
Misurazione della lunghezza assiale e dell'angolo Contrassegno
di punti e aree
Regolazione del contrasto e della nitidezza Supporto stampante:
stampante HP

A-SCAN

Sonda con frequenza 10 Mhz
Intervallo di misurazione: 0-40 mm Precisione: < 0,05 mm
Modalità occhio: fachico, cataratta densa, afachico, PMMA,
silicone, acrilico. Calcolo delle IOL: SRK-II, SRK-
T, Hoffer Q, Holladay, Haigis

CLASSE DI APPARTENENZA: CLASSE I

NORMATIVA UE: 93/42/EEC

CND: Q0299

RDM: 2470501/R



ChongQing SunKingdom Medical Instrument Co., Ltd.

URL: en.cqsunkingdom.com

E-mail: sales@cqsunkingdom.com Tel: +86 23 68643990

Add: Room 12, Floor 10, Block A of China Resource Center.

Jiulongpo District, Chongqing 400050, China.